



Batterie du e-fix trop lourde?

Enlever la batterie du e-fix demande un effort trop important?

Pour la motorisation e-fix nous avons une solution géniale!

Ainsi vous chargez le fauteuil avec la motorisation électrique e-fix



La batterie „divisée“ vous permet de charger le fauteuil roulant sans avoir à démonter la batterie.

Les deux cellules d'origines seront mises dans des boîtiers individuels puis fixées à l'avant et à l'arrière du cadre.

Cela permet un pliage et un chargement facile avec le LADEBOY.
Ménagez votre santé!

Vous pouvez nous contacter, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions

tél: (0049 7433 8081)

