



Schwerer Akku beim e-fix?



Fällt Ihnen das Herausnehmen des Akkus beim e-fix Rollstuhl auch schwer?

Erst den grossen Stecker entriegeln und lösen. Dann wohin mit dem Stecker?



Akku mit fast zehn Kilo aus der Tasche nehmen...

...und dann wohin mit dem Akku?

Oft liegt der Akku ungesichert im Kofferraum des Autos.

Das geht auch einfacher.

Wie?

Das zeigen wir Ihnen gerne.



Bitte umblättern 

So falten und verladen Sie Ihren e-fix Rollstuhl inkl. Akku.



Für den e-fix Antrieb gibt es eine sehr schöne und komfortable Lösung.

Der Umbau auf unseren geteilten Akku ermöglicht Ihnen den Rollstuhl zu falten, ohne dass Sie den Akku abbauen müssen.

Die beiden Akkuzellen des original Akkus werden in je ein eigenes Gehäuse verbaut und anschliessend vorne und hinten versetzt am Rollstuhl montiert.

So können Sie den Rollstuhl bequem falten und leicht verladen. Und der Akku ist an einem sicheren Platz.

Erleichtern Sie sich das Verladen des Rollstuhls.

Rufen Sie uns an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

Telefon (07433) 8081

